


PIEDE DIABETICO VAC THERAPY

Dott. Giorgio Bugli




IL PIEDE DIABETICO

- ★ Si parla di piede diabetico quando la neuropatia diabetica e/o l'arteriopatia degli arti inferiori compromettono la funzione e/o la struttura e la vitalità del piede.



IL PIEDE DIABETICO




Funzionamento della V.A.C.[®] Therapy

- ★ Il sistema è costituito da una macchina in aspirazione
- ★ La V.A.C.[®] (Vacuum Assisted Closure[™]) Therapy è un sistema non invasivo, dinamico ed esclusivo che promuove il processo di guarigione delle ferite.
- ★ L'unità V.A.C.[®] Therapy applica una pressione negativa (sub-atmosferica) nel sito della lesione attraverso un tubo di drenaggio che contrae una medicazione in schiuma, in modo continuo o intermittente (ad esempio: cinque minuti attivata e due minuti disattivata), a seconda del tipo di ferita da trattare e degli obiettivi clinici.

Vantaggi clinici della V.A.C.® Therapy

- ★ Fornisce un ambiente umido e chiuso per la guarigione delle ferite
- ★ Riduce le dimensioni della ferita
- ★ Rimuove i fluidi in eccesso che possono impedire la guarigione della ferita
- ★ Favorisce la formazione del tessuto di granulazione



Tipi di ferite per le quali la V.A.C.® Therapy è attualmente indicata:

- ferite croniche piaghe
- ulcere diabetiche
- ulcere da pressione
- ferite acute e traumatiche
- lembi e innesti falliti
- ferite deiscenti
- ustioni a spessore parziale



La V.A.C.[®] Therapy è attualmente controindicata per pazienti con

- lesioni di natura maligna
- osteomielite non trattata
- fistole non enteriche e inesplorate
- tessuto necrotico con presenza di escara
- Non porre la medicazione V.A.C.[®] su vasi sanguigni o su organi esposti

